

# STATPURE

Systeme de filtration d'eau

SWP400

Manuel d'utilisation



# Contenu

<b>1. Présentation du système</b>	<b>3</b>
<b>2. Inclus dans chaque système STATPURE</b>	<b>4</b>
<b>3. Règles pour l'installation</b>	<b>4</b>
<b>4. Instructions d'installation</b>	<b>5</b>
4.1 Montage du système	5
4.2 Raccordement de l'alimentation en eau	5
4.3 Raccord d'évacuation	6
4.4 Installation du robinet	6
4.5 Installation de la lance de remplissage de l'autoclave	6
4.6 Installation du réservoir	7
4.7 Installation du port d'injection	7
4.8 Installation du filtre	7
<b>5. Démarrage du système</b>	<b>8</b>
<b>6. Fonctionnement quotidien</b>	<b>8</b>
<b>7. Contrôle de la qualité de l'eau (TDS)</b>	<b>8</b>
<b>8. Utilisation des compteurs TDS</b>	<b>9</b>
<b>9. Interprétation des relevés TDS</b>	<b>9</b>
<b>10. Calendrier de remplacement des filtres</b>	<b>10</b>
<b>11. Remplacement des filtres</b>	<b>10</b>
<b>12. Entretien des réservoirs</b>	<b>11</b>
<b>13. Désinfection du réservoir et du robinet</b>	<b>11</b>
<b>14. Recommandation d'arrêt quotidien</b>	<b>12</b>
<b>15. Spécifications du système</b>	<b>12</b>
<b>16. Garantie limitée</b>	<b>13</b>
<b>17. Journal des performances du filtre</b>	<b>14</b>

## Pour toute demande d'entretien ou de réparation :

**Canada** 1-800-870-7777 | [techservice.ca@scican.com](mailto:techservice.ca@scican.com)  
**États-Unis d'Amérique** 1-800-221-3046 | [ustechnicianservice@scican.com](mailto:ustechnicianservice@scican.com)

Fabriqué pour :  
Dent4You AG  
Bahnhofstrasse 2  
CH-9435 Heerbrugg



Distribué par :  
SciCan Ltd.  
1440 Don Mills Road  
Toronto, Ontario M3B 3P9  
Canada

Distribué par :  
Coltène/Whaledent Inc.  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223  
États-Unis d'Amérique

SciCan est une société du groupe Coltene. STATPURE est une marque de Coltène/Whaledent AG. Toutes les autres marques citées dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ce système intègre une technologie exclusive et protégée par le secret commercial, y compris des méthodes de conception et de fabrication confidentielles. Il est fourni sous licence exclusive.

# Guide d'installation et manuel utilisateur

Le système de filtration d'eau STATPURE fournit une eau très pure pour les autoclaves, les flacons dentaires, les nettoyeurs à ultrasons et les laveurs d'instruments.

- › Le personnel n'a plus besoin de stocker ni de manipuler des bouteilles d'eau.
- › Grâce à la lance de remplissage ergonomique de l'autoclave, le remplissage est plus rapide et plus efficace qu'avec de lourds récipients remplis d'eau.
- › La conception simple permet de réduire de moitié le temps pour changer les filtres.
- › Plusieurs options de remplissage automatique permettent de se connecter à tous les équipements de retraitement des instruments SciCan.
- › Ne plus devoir acheter de l'eau en bouteille réduit à long terme les dépenses liées au fonctionnement de la clinique. De plus, son système à quatre filtres produit une eau d'une grande pureté sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des filtres supplémentaires.

## 1. Présentation du système

Le STATPURE™ est un système de filtration d'eau exclusif conçu pour produire plusieurs qualités d'eau de traitement pour les équipements dentaires et médicaux. Le système fonctionne à la pression de l'eau fournie par le réseau et ne nécessite pas d'électricité.

Le système produit :

### **Eau déionisée / déminéralisée (qualité eau distillée) (0-4 ppm TDS)**

Utilisée pour :

- › Autoclaves
- › Stérilisateurs
- › Équipements nécessitant de l'eau ultra-pure

### **Eau à faible TDS (~10-50 ppm TDS)**

Utilisée pour :

- › Cycles de rinçage des laveurs d'instruments/laveurs-désinfecteurs
- › Remplissage de flacons dentaires
- › Nettoyeurs à ultrasons


### **Pour les utilisateurs du système**

- › Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le système.
- › N'utilisez jamais d'eau de qualité distillée ou d'eau distillée dans les flacons dentaires ou les laveurs d'instruments, car l'eau à très faible TDS peut être corrosive pour certains métaux.
- › Il est fortement recommandé de faire appel à un technicien professionnel ou à un plombier connaissant bien les cabinets dentaires/médicaux pour effectuer l'installation, étant donné qu'il s'agit d'un raccordement à une conduite d'eau froide et à un tuyau d'évacuation. Ils doivent connaître les codes de plomberie locaux pour réussir l'installation d'équipements dentaires/médicaux.
- › Conservez ce manuel pour référence ultérieure et assurez-vous que toute personne responsable du fonctionnement et de l'entretien du système est familiarisée avec tous les détails contenus dans ce manuel.

**Important :** Il est fortement recommandé d'arrêter le système à la fin de chaque journée de travail en fermant les vannes, ainsi que celles du réservoir d'eau et de la lance de remplissage de l'autoclave.

## 2. Inclus dans chaque système STATPURE

1. Unité de filtration STATPURE avec filtres installés
2. Réservoir d'eau
3. Robinet chromé
4. Lance de remplissage de l'autoclave avec un tube spiralé de 3 mètres (10')
5. Dispositif antirefoulement à double contrôle VersaCheck® QC
6. Double compteur TDS monté sur le système
7. Compteur TDS portatif
8. Tous les tuyaux nécessaires (12' / 3,7 mètres chacun)
9. Vanne d'arrêt en ligne
10. Vanne du réservoir



### Non illustré

11. Collier de serrage de la sellette d'évacuation
12. Assemblage du port d'injection
13. Seringue
14. Vanne d'arrêt angulaire pour le raccordement à l'alimentation en eau
15. coudes orientables 3/8" (x3)
16. coudes orientables 1/4" (x2)
17. Attaches de câbles de montage (x2)

## 3. Règles pour l'installation

### Informations importantes


- › L'installation doit être effectuée par un **technicien qualifié ou un plombier connaissant bien les cabinets dentaires ou médicaux.**
- › Respectez toujours les **codes de plomberie locaux.**
- › Lisez entièrement ce manuel de commencer l'installation.
- › Le STATPURE est généralement installé à l'intérieur de l'armoire de l'évier du centre de stérilisation, mais il peut être installé à n'importe quel endroit où une alimentation en eau potable et une évacuation sont disponibles.
- › Montez le système à un endroit accessible pour faciliter le remplacement des filtres et l'entretien du système.
- › Installez le système à une distance maximale de **3 à 3,7 mètres du robinet et de la lance de remplissage de l'autoclave.**
- › Maintenez le système et le réservoir d'eau au même niveau.

### Dispositif antirefoulement

Un **dispositif antirefoulement à double contrôle VersaCheck® QC** certifié est inclus et doit être installé dans le **tuyau d'entrée rouge de 1/4"** entre la valve de l'alimentation en eau et l'entrée du STATPURE.

Le VersaCheck® QC est conforme à :

- › ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- › ASME A112.18.3
- › NSF 61 / 372
- › Code californien de la santé et de la sécurité 116875



**Important :** Assurez-vous que la flèche de direction du flux est orientée vers le STATPURE.


## 4. Instructions d'installation

### 4.1 Montage du système

Montez le STATPURE à l'endroit désiré en utilisant le gabarit de perçage fourni. Les vis de montage appropriées (**vis n°10** recommandées) ne sont pas fournies.

**Remarque :** Pour une meilleure stabilité il est recommandé d'utiliser quatre vis de montage.

1. À l'aide du gabarit fourni, collez-le sur la surface de montage, ajustez, puis marquez les positions des trous.
2. Percez des avant-trous correspondant à la taille des vis.
3. Installez les deux vis supérieures puis vissez-les en laissant un espace d'environ 1/8" derrière leur tête.
4. Accrochez le système aux vis supérieures en utilisant les trous en forme de serrure situés sur l'arrière. **Remarque :** utiliser seulement les deux vis supérieures permet de décrocher facilement le système.
5. Pour installer les deux vis inférieures, retirez le couvercle du système.
6. Installez soigneusement les vis autour de la tubulure dans les trous ronds inférieurs et serrez-les. Serrez les vis supérieures. Remettez le couvercle en place après le montage.




#### Le système peut également être installé :


- › Verticalement (recommandé)
- › Horizontalement (orientation à 90°) avec les filtres orientés vers l'ouverture de l'armoire (pour faciliter l'accès lors du remplacement des filtres)
- › Posé à plat ou sur la surface de l'armoire s'il n'est pas possible de le fixer.

Les raccords coudés orientables inclus permettent une installation flexible de la tubulure.

**CONSEIL :** En fonction de l'espace disponible dans l'armoire, il peut être plus facile de laisser le filtre n°2 Hyperfiltration installé dans le collecteur pendant le processus de montage, en désinstallant les autres filtres jusqu'à ce que le système soit fixé et que la tubulure soit installée.




**Important :** lors de la fixation des tubes sur les raccords à pousser, assurez-vous que toutes les coupes de tubes sont droites et sans surplus de matériau. Le tube doit être fermement inséré dans le raccord (pousser jusqu'au dé clic) pour éviter les fuites. La profondeur d'insertion de référence dans les raccords est de 11/16" et il peut être utile de marquer cette longueur sur le tube avant de l'insérer pour s'assurer qu'il est bien engagé jusqu'au bout dans le raccord.



### 4.2 Raccordement de l'alimentation en eau

1. Coupez l'alimentation en eau froide.
2. Prévoir un raccord de 1/4" pour l'alimentation en eau froide. Une **vanne d'arrêt angulaire de 1/4"** est fournie avec le système STATPURE. Vérifier les codes locaux.
3. Dans le **tuyau rouge LLDPE de 1/4"** fourni, coupez un court morceau d'environ 5 cm / 2" et fixez une extrémité sur la vanne d'arrêt angulaire (ou un autre raccord). Installez l'autre extrémité dans le VersaCheck QC, en veillant à ce que les flèches de direction du flux du VersaCheck soient orientées vers le STATPURE.
4. Connectez le tube rouge restant du VersaCheck QC à l'entrée du STATPURE sur le collecteur du système.



## 4.3 Raccord d'évacuation

Installez un raccord d'évacuation en utilisant l'une des méthodes suivantes :



- › **Collier de serrage de la sellette d'évacuation** inclus
- › Adaptateur d'évacuation multi-port DrainDock® (accessoire en option)

### IMPORTANT :

- › Installez au-dessus du siphon P
- › Placez aussi **bas que possible**

Raccordez le **tuyau noir de 1/4"** de la sortie d'évacuation du STATPURE à la connexion d'évacuation.


**REMARQUE :** les codes locaux peuvent varier considérablement, il est donc important de s'assurer de la méthode conforme avant l'installation. Chaque STATPURE est équipé d'un système d'évacuation sous pression et de plusieurs clapets anti-retour afin d'éviter tout refoulement au niveau des raccords d'évacuation.



## 4.4 Installation du robinet

Il est obligatoire d'installer un robinet chromé, car il permet de vider complètement le réservoir d'eau et le système pour la routine d'entretien.


1. Montez le robinet de remplissage de la bouteille à l'endroit souhaité.
2. Percez un **trou de 0,50 à 1,00 pouce de diamètre** si nécessaire.
3. Installez toutes les rondelles et tous les joints fournis.
4. Vissez le raccord de l'adaptateur du robinet à la base du robinet.
5. Connectez le **tuyau blanc de 3/8"** du robinet à la sortie du robinet STATPURE sur le collecteur.



## 4.5 Installation de la lance de remplissage de l'autoclave

1. Choisissez un emplacement de montage pratique pour le clip de la lance de remplissage inclus.
2. **Veillez à ce qu'une longueur suffisante de tuyau bleu de 3/8"** soit disponible pour que la spirale du tuyau de la lance de remplissage ne soit pas soumise à des contraintes lors de l'utilisation.
3. Fixez la **vanne en ligne de 3/8"** (à l'aide des colliers de montage fournis) au tuyau bleu de 3/8".
4. Connectez :
  - a. le tuyau en spirale **jusqu'à la vanne en ligne**
  - b. **le tuyau bleu de 3/8"** vers la sortie de la lance de remplissage de l'autoclave STATPURE, étiquetée sur le collecteur du système

**Important :** pour préserver la longévité de la lance de remplissage de l'autoclave, veillez à ce qu'elle ne tombe pas et ne soit pas heurtée. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, il est fortement recommandé de toujours fermer la vanne en ligne.




## 4.6 Installation du réservoir

1. Placez le réservoir à l'endroit souhaité.
2. Fixez la **vanne de réservoir coudée de 3/8"**.
3. Connectez le **tuyau naturel de 3/8"** de la vanne du réservoir au port du réservoir du STATPURE sur le collecteur.

**REMARQUE :** placez le réservoir d'eau le plus près possible du STATPURE. Le système et le réservoir peuvent être séparés d'une distance allant jusqu'à 9 mètres (30 pieds), car ils sont situés au même niveau et il n'y a pas de « creux » importants dans les tuyaux, ce qui pourrait créer une contre-pression.


### Précharge du réservoir

La vessie d'air du réservoir est préchargée en usine à **7 psi**. Vérifiez la pression (voir section 12) avant l'installation.



## 4.7 Installation du port d'injection

1. Coupez la **conduite de 3/8" du réservoir naturel** à environ **4 à 12 pouces (10,2 à 30,5 cm) de la vanne du réservoir**.
2. Installez l' **assemblage du port d'injection** dans la section coupée.
3. Veillez à ce que le port d'injection reste **accessible pour l'entretien et la désinfection** (section 13).



## 4.8 Installation du filtre

1. Réinstallez les quatre filtres dans le collecteur du système (s'ils ont été retirés lors du montage).
2. Pour installer le filtre, **poussez-le vers le haut dans le collecteur et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre**. Assurez-vous que les filtres sont bien enclenchés pour éviter toute fuite.
3. Pour le filtre n°2 **hyperfiltration**, insérez le **tuyau d'évacuation noir de 1/4" et le coude** dans le fond du filtre. Veillez à ce qu'il soit complètement inséré afin d'éviter toute fuite.



## 5. Démarrage du système

### Après l'installation :

1. Ouvrez l'alimentation en eau froide.
2. Ouvrez la vanne d'arrêt angulaire (ou le raccord alternatif utilisé).
3. Laissez le système fonctionner et se remplir pendant 10 minutes tout en vérifiant l'absence de fuites.
4. La pompe à perméat doit produire un clic audible, indiquant la production d'eau.
5. Laissez le système fonctionner pendant au moins 30 minutes au total.
6. Ouvrez le robinet pour libérer l'air emprisonné.
7. Fermez le robinet lorsque l'eau s'écoule régulièrement.
8. Activez brièvement la lance de remplissage de l'autoclave pour éliminer l'air.
9. Suivez la procédure de désinfection du réservoir et des robinets (voir section 13).
10. Le système doit fonctionner 1 à 2 heures avant la première utilisation pour permettre au réservoir de se remplir complètement.

## 6. Fonctionnement quotidien

### L'eau circule dans le système de la manière suivante :

Eau d'alimentation (réseau) > Préfiltre (n°1) > Hyperfiltration (n°2)

### A partir de là :

- › L'eau traitée s'écoule vers le **réservoir**
- › Les eaux usées s'écoulent vers l'**évacuation**

### Lorsque l'eau passe au robinet :

Réservoir > Filtre de polissage (n°4) > Robinet

### Lorsque l'eau passe dans la lance de remplissage de l'autoclave :

Réservoir > Filtre de déionisation (n°3) > Lance

Produit de l'eau déionisée, également appelée déminéralisée, de qualité distillée.

Le système commence automatiquement à produire de l'eau purifiée à chaque fois que de l'eau est utilisée.

## 7. Contrôle de la qualité de l'eau (TDS)

Le total des solides dissous (TDS) mesure toutes les substances dissoutes dans l'eau.

Eau de réseau typique : **150 à 300 ppm**

Qualité de l'eau recommandée :

Application	Gamme TDS
Autoclaves (eau déionisée)	0 à 4 ppm
Remplissage de la bouteille / Rinçage final (eau RO)	~10 ppm
Nettoyeurs à ultrasons	10 à 50 ppm

Une eau à forte teneur en TDS peut entraîner une **accumulation de tartre et des problèmes de maintenance de l'équipement.**

## 8. Utilisation des compteurs TDS

### Le STATPURE comprend :

- › Double compteur TDS monté sur le système (1)
- › Compteur TDS portatif (2)

### Compteur monté sur le système

1. Bloquez le robinet en position ouverte.
2. Videz la lance de remplissage de l'autoclave pendant 5 à 10 secondes.
3. Une fois que la pompe émet un déclic, lisez le compteur.

Position	Mesures
IN	TDS après hyperfiltration (n°2)
OUT	TDS après déionisation (n°3)


4. Fermez le robinet (position fermée) une fois que les mesures du compteur TDS ont été enregistrées.

### Compteur portatif


1. Remplissez un gobelet avec l'échantillon d'eau.
2. Retirez le capuchon du compteur.
3. Mettez le compteur en marche.
4. Immergez la sonde.
5. Lecture de l'enregistrement.

Les deux compteurs utilisent : **Deux piles LR44 (1,5V)**

1



2



## 9. Interprétation des relevés TDS

Exemple :

Étape	Lecture
Approvisionnement en eau de réseau	200 ppm
Après hyperfiltration	10 ppm
Après déionisation	0 ppm

L'hyperfiltration devrait permettre **d'éliminer ~95 % des TDS**.

**N'oubliez pas que le tableau ci-dessus n'est qu'un exemple.** La valeur indiquée sur « IN » doit généralement être inférieure ou égale à 5 % du TDS de l'eau de réseau entrante. Les filtres de déionisation éliminent le reste pour atteindre le niveau TDS de 0 à 4 ppm.

## 10. Calendrier de remplacement des filtres

Filtre	Critères de remplacement
préfiltre n°1	Au moins une fois par an
n°2 Hyperfiltration	Lorsque l'efficacité est inférieure à 90 %. En général, c'est le cas lorsque les relevés de TDS sont supérieurs à 50 ppm.
n°3 Désionisation	Lorsque la lecture OUT > 4 ppm
n°4 Polissage	Au moins une fois par an

La durée de vie moyenne des filtres STATPURE est la suivante :

- › Préfiltre et filtre de polissage : **1 an**
- › Hyperfiltration : **3 à 5 ans**
- › Filtre de déionisation (DI) : **3 à 9 mois**

**REMARQUE :** La durée de vie moyenne des filtres dépend du volume d'utilisation et de la qualité de l'approvisionnement local en eau. Les durées de vie des filtres indiquées ci-dessus sont uniquement destinées à servir de référence générale.

## 11. Remplacement des filtres


Il n'est pas nécessaire de couper l'eau, même si de petites gouttes peuvent se produire. Il est recommandé de placer une serviette (ou du papier absorbant) sous le STATPURE pour recueillir les éventuelles gouttes pendant le processus de remplacement du filtre.

### Filtres n°1, n°3 et n°4

1. Faites tourner le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Tirez vers le bas.
3. Insérez le filtre de remplacement.
4. Poussez vers le haut et faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

### Filtre n°2 – Hyperfiltration

1. Retirez la **tubulure d'évacuation noir de ¼" et le coude**.
  2. Faites tourner le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  3. Installez le filtre de remplacement.
  4. Reconnectez la tubulure.
- Important :** assurez-vous que la tubulure est entièrement insérée dans le filtre.
5. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.



## 12. Entretien des réservoirs

### Vérification de la pression de l'air

À effectuer chaque année.

1. Coupez l'alimentation en eau.
2. Ouvrez le robinet pour vider complètement le réservoir.
3. Retirez le bouchon bleu de la valve au fond du réservoir.
4. Utilisez un manomètre numérique pour vérifier la pression de l'air avant la recharge.
5. Pour ajouter de l'air dans le réservoir, utilisez un compresseur ou une pompe à vélo. Pour éliminer l'air, appuyez légèrement sur le pointeau de la valve. Utilisez le manomètre pour vérifier la pression souhaitée.
6. Lorsque vous avez terminé, remettez le capuchon bleu sur la valve à air, fermez le robinet et désinfectez le réservoir et la ligne du robinet (section 13).

Pression correcte : **6.5 à 7,5 psi (idéal : 7 psi)**

**REMARQUE :** Si de l'air sort de la vanne à eau ou de l'eau sort de la vanne à air, la membrane du réservoir est défectueuse et le réservoir doit être remplacé.

## 13. Désinfection du réservoir et du robinet

### À exécuter :

- › Au moins une fois par an
- › Chaque fois que les filtres sont remplacés

Temps nécessaire : **~1 heure**

### Éléments nécessaires :

- › 1 oz d'eau de Javel non parfumée
- › Seringue de 35 cc
- › Coton-tige

### Procédure :

1. Coupez l'alimentation en eau.
2. Ouvrez le robinet pour vider complètement le réservoir.
3. Nettoyez l'ouverture du robinet avec de l'eau de Javel.
4. Injectez **30 cc d'eau de Javel** dans le port d'injection du réservoir.
5. Injectez une seringue d'eau pour pousser l'eau de Javel dans la tubulure.
6. Ouvrez l'alimentation en eau et faites fonctionner le système pendant **10 minutes**.
7. Ouvrez le robinet jusqu'à ce qu'une odeur d'eau de Javel soit perceptible.
8. Laissez le système fonctionner pendant **20 minutes**.
9. Fermez la valve d'arrivée d'eau et vidangez complètement le réservoir.
10. Remplir et rincer le système (plusieurs rinçages peuvent être nécessaires) jusqu'à ce que l'odeur de javel disparaisse.

## 14. Recommandation d'arrêt quotidien

**Important :** Pour réduire les risques de dégâts des eaux, éteignez le système à la fin de chaque journée de travail en le fermant :

- › la vanne de dérivation de l'eau d'alimentation
- › la vanne du réservoir
- › la vanne de la lance de remplissage de l'autoclave

Rouvrir chaque vanne au début de la journée de travail suivante.

## 15. Spécifications du système

Description	Spécifications
Modèle	SWP400
Préfiltre (Filtre n°1)	SWP01F
Hyperfiltration (filtre n°2)	SWP02F
Filtre de déionisation (Filtre n°3)	SWP03F
Filtre de polissage (filtre n°4)	SWP04F
Dimensions du système (L x l x H)	15,1" x 5,4" 18,8" (38,4 cm x 13,7 cm x 47,8 cm)
Dimensions du réservoir (Dia. x H)	11,4" x 17,75" (28,9 cm x 45,1 cm) [K
Poids d'expédition	36 lbs (16,33 kg)
Sortie maximale	100 gallons (378,5 L) par jour
TDS max. de l'eau d'alimentation	500 ppm
Dureté maximale	10 grains (171 ppm)
Max. fer	0,1 ppm
Max. Manganèse	0,05 ppm
Max. Chlore/Chloramine	2 ppm
PH acceptable	5,5 à 9,5

## 16. Garantie limitée

Le fabricant légal garantit à l'acheteur initial que les systèmes STATPURE (« produit »), lorsqu'ils sont neufs et correctement installés, sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'installation.

À sa discrétion, le distributeur SciCan Ltd. et Coltene/ Whaledent Inc. (« distributeur ») remplacera tout composant considéré par le fabricant légal comme présentant un défaut matériel ou de fabrication pendant la période de garantie, à condition que le distributeur reçoive un avis écrit du défaut dans les trente (30) jours suivant la découverte de la défaillance.

Cette garantie ne s'applique qu'aux produits qui sont installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et directives fournies dans le manuel d'utilisation applicable.

Le distributeur ne sera pas responsable du coût de la main-d'œuvre sur le terrain ou d'autres frais encourus par toute partie pour retirer, réinstaller ou réparer le produit ou ses composants, sauf autorisation écrite expresse du distributeur.

Les recours décrits ci-dessus sont les seuls et uniques recours de l'acheteur dans le cadre de cette garantie. La responsabilité du distributeur au titre de la présente garantie est limitée à la réparation ou au remplacement des composants défectueux, à la discrétion du distributeur.

Cette garantie ne s'applique pas aux consommables, y compris les filtres. Cette garantie ne s'applique pas non plus aux défauts ou défaillances résultant de ce qui suit : une installation, un fonctionnement ou un entretien inadéquats ; un abus, une mauvaise utilisation, une négligence, un accident ou une modification non autorisée ; le non-respect des instructions imprimées, des spécifications ou des directives fournies par le distributeur ; l'usure normale ; les dommages causés par l'exposition à des produits chimiques ou par des conditions défavorables de qualité de l'eau ; une réparation, un réétiquetage ou un reconditionnement non autorisés effectués par un revendeur, un redistributeur, un installateur ou un tiers ; une installation non conforme aux codes et ordonnances locaux applicables, ou aux pratiques commerciales acceptées ; ou le déplacement du produit de son lieu d'installation d'origine, ou son utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

Pour bénéficier de la garantie, l'acheteur doit fournir la preuve d'achat et date d'installation provenant d'un revendeur agréé et informer le distributeur ou son prestataire de services agréé du défaut allégué. Le distributeur peut exiger que les composants défectueux soient renvoyés en port payé pour inspection.

SAUF DANS LES CAS EXPRESSÉMENT PRÉVUS CI-DESSUS, LE DISTRIBUTEUR REJETTE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

## Informations sur le système STATPURE

### Merci d'avoir choisi le système STATPURE pour votre cabinet !

Le tableau suivant est destiné à fournir des informations nécessaires pour référence future. Remplissez-le entièrement et conservez ce manuel dans un endroit pratique.

SWP400

Numéro de modèle

Distributeur agréé

Date de fabrication (voir numéro sur l'unité)

Nom de l'installateur

Date d'installation

Téléphone de l'installateur

