

SciCan BRAVO G4

Kammerautoklav



Sterilisering, på en smartere måte

SciCan BRAVO G4, en type B-sterilisator, innlemmer både vakuum før sterilisering for å forbedre dampinntrenging og vakuum etter sterilisering for å forbedre tørking. Siden man kan velge mellom enheter på 17, 22 og 28 l, sikrer vakuumassistert tørking med lukket dør og effektive omsetningstider at klinikere alltid har rikelig med instrumenter klare til bruk.



Smarte og effektive funksjoner

BRAVO G4-kammerautoklaver tilbyr effektive sykluslister, steriliserings- og tørkeinstrumenter på så lite som 33 minutter.

Funksjonen forsinket start lar brukeren programmere sykluser for å starte på et senere tidspunkt. Dette er en effektiv funksjon når du skal programmere testsykluser som skal begynne før dagen starter.



Fleksibel design

Tilgjengelig i tre kammerstørrelser: 17, 22 og 28 l, og tilbyr nok kapasitet til å imøtekomme behovene for enhver praksis.

BRAVO G4-fotavtrykket gjør at den får plass i alle Stericentre-oppsett. De allsidige kammerstørrelsene tillater opparbeidelse av 5 (for 17 og 22 l) eller 6 (for 28 l) brett, eller 3 (for 17 og 22 l) eller 4 (for 28 l) kassetter.



G4-teknologi – Konnektivitet og datalogging

Tillater pålitelig lastutslipp, dokumentasjon og datalagring; kobler til og sender syklusdata til smart-enheter eller datamaskinen din, og gir slik lett tilgjengelige syklusdata og vedlikeholdsinformasjon. En USB-port er også tilgjengelig for registrering av syklusdata.



EN 13060-kompatibel

Tilbyr reproduserbare steriliseringsresultater som kan valideres.



Skånsom

BRAVO G4 bruker rent demineralisert/destillert vann ved hver syklus og har en intern vannledningsevnesensor som kontinuerlig overvåker vannkvaliteten og gir advarsler dersom grensene overskrides.



Ulike fyllingsalternativer

BRAVO G4 tilbyr mange fyllings- og tappingsalternativer, inkludert manuell fylling topp og foran, og automatisk fylling og tapping gjennom portene på baksiden. Vanntilbehørutstyret tillater alternativer for alle Stericentre-oppsett.

 **COLTENE**

Syklus	Syklusstype	17 l		22 l		28 l	
		Syklustid (min.)	Maks last (kg)	Syklustid (min.)	Maks last (kg)	Syklustid (min.)	Maks last (kg)
134 °C universal	B	42	6	46	7,5	56	9
134 °C Hult upakket	S	35	6	39	7,5	44	9
134 °C Fast pakket	S	33	6	39	7,5	45	9
134 °C prion	B	56	6	60	7,5	70	9
121 °C universal	B	58	6	63	7,5	69	9
134 °C helikstest	I/A	20	I/A	24	I/A	24	I/A
Vakuumtest	I/A	18	I/A	18	I/A	18	I/A
Tilpasset (134 °C eller 121 °C)	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A

Spesifikasjoner	17 l	22 l	28 l
Maskinens dimensjoner (lengde x bredde x høyde):	600 mm x 480 mm x 456 mm		
Steriliseringskammer, volum:	17 l	22 l	28 l
Vannmagasin, volum:	5,5 l		
Vekt (uten vann):	51 kg	52 kg	53 kg
Klaring påkrevd (topp x sider x bakside):	20 mm x 20 mm x 70 mm		
PRV-verdi (trykkavlastningsventil):	2,4 bar		
Elektrisk yteevne:	220V - 240V ~ 50 Hz, 10A 220V - 240V ~ 60 Hz, 10A		
Nominell effekt:	2300 W		
Beskyttelsesklasse:	I		
Beskyttelse:	Dekket		
Omgivelsesdriftstemperatur:	15 °C – 35 °C		
Lydnivåer:	< 67 db (A)		
Relativ fuktighet:	Mellom 20 % og 80 % maks. ikke-kondenserende		
Min./maks. høyde:	Min. -100 m/maks. 3000 m		
Maks. vannforbruk:	600 ml/syklus	750 ml/syklus	950 ml/syklus
Ledningsevne:	< 15 µS/cm		
Totalt overført varme (1 time kontinuerlig drift):	3,6 MJ	4 MJ	5,4 MJ
Vektbelastning med full beholder og maksimal belastning:	62 kg	63 kg	64 kg

Pure 500-demineraliserer

Omvendt osmose-vannrensesystem for å føre en autoklav med demineralisert vann av høy kvalitet, som eliminerer både organiske og uorganiske stoffer.



Direkte koblet til sterilisatoren, med varsler fra autoklaven for når filtrene må byttes ut.

Eksterne dimensjoner (BxHxD): 461 x 328 x 206 mm
M7C200011

Pure 100-demineraliserer

Vannrensesystem med ionbytte-haripikspatroner for å føre en autoklav med demineralisert vann av høy kvalitet, som eliminerer både organiske og uorganiske stoffer.



Direkte tilkoblet og fullstendig kontrollert av sterilisatoren, med varsler fra autoklaven om når patronene må byttes ut.

Eksterne dimensjoner (BxHxD): 366 x 365 x 143 mm
M7C200010

Fremstilt av:
CEFLA S.C.



Via Selice Provinciale 23/A
40026 Imola (Bo), Italia
T +39 0542 653111
F +39 0542 653344

Hovedkontor:
SciCan Ltd.

1440 Don Mills Rd.
Toronto, ON, M3B 3P9 / Canada
T +1 416 445 1600
TF +1 800 667 7733
customerservice@scican.com

Distribuert av:
SciCan GmbH

Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch / Tyskland
T +49 (0)7561 98343 0
F +49 (0)7561 98343 699
customerservice_eu@scican.com

Kontor for sveitsiske kunder:
SciCan Medtech AG

Alpenstrasse 14
6300 Zug / Sveits
T +41 (0) 41 727 7027
F +41 (0) 41 727 7029
switzerland@scican.com