



SciCan BRAVO™ G4

Avtoklav s komorami



Sterilizacija, pametnejši način

Sterilizator **SciCan BRAVO G4** tipa B vsebuje predsterilizacijski vakuum za izboljšanje prodora pare in sterilizacijski vakuum za izboljšanje sušenja. Možnost 17 l, 22 l ali 28 l enot, vakuumsko podprto sušenje zaprtih vrat in učinkovit čas delovanja zagotavljajo, da imajo zdravniki vedno na voljo dovolj instrumentov, pripravljenih za uporabo.



Pametne in učinkovite funkcije

Avtoklavi BRAVO G4 s komorami ponujajo učinkovite čase cikla, sterilizacijo in sušenje instrumentov v samo 33 minutah.

Funkcija zapoznelega zagona uporabniku omogoča, da programira cikle, da se zagon začne pozneje. To je učinkovita funkcija med programiranjem testnih ciklov pred začetkom dneva.



Prilagodljiva zasnova

Na razpolago s tremi velikostmi komor: 17 l, 22 l ali 28 l, ki nudijo dovolj zmogljivosti, da izpolnijo potrebe kakršne koli velikosti v praksi.

Naležna površina BRAVO G4 omogoča, da se prilega v vse nastavitve Stericentre. Vsestranske velikosti komore omogočajo ponovno obdelavo 5 (za 17 l in 22 l) ali 6 (za 28 l) pladnjev ali 3 (za 17 l in 22 l) ali 4 (za 28 l) kaset.



G4 tehnologija – povezljivost in zapisovanje podatkov

Omogoča zanesljivo odobritev obremenitve, dokumentacijo in shranjevanje podatkov; povezuje in pošilja podatke o ciklih v vaše pametne naprave ali računalnik ter zagotavlja lahko dostopne podatke o ciklu in informacije o vzdrževanju. Za snemanje podatkov iz cikla so na voljo tudi vrata USB.



Skladen z EN 13060

Ponuja ponovljive rezultate sterilizacije, ki jih je mogoče potrditi.



Nežno

BRAVO G4 uporablja čisto demineralizirano/destilirano vodo z vsakim ciklom in ima notranji senzor prevodnosti vode, ki stalno spremlja kakovost vode in opozarja, če so meje presežene.



Različne možnosti polnjenja

BRAVO G4 ponuja številne možnosti polnjenja in praznjenja, vključno z ročnim zgornjim in srednjim polnjenjem ter samodejnim polnjenjem in odtokom skozi vrata na zadnji strani. Dodatna oprema za vodo omogoča možnosti za vse nastavitve Stericentre.

Ciklus	Vrsta ciklusa	17 l		22 l		28 l	
		Čas ciklusa (minute)	Najv. obremenitev (kg)	Čas ciklusa (minute)	Najv. obremenitev (kg)	Čas ciklusa (minute)	Najv. obremenitev (kg)
134 °C univerzalno	B	42	6	46	7,5	56	9
134 °C votel, razpakiran	S	35	6	39	7,5	44	9
134 °C trden, zapakiran	S	33	6	39	7,5	45	9
134 °C prion	B	56	6	60	7,5	70	9
121 °C univerzalno	B	58	6	63	7,5	69	9
134 °C preskus vijačnice	NI PODATKA	20	NI PODATKA	24	NI PODATKA	24	NI PODATKA
Preskus vakuumu	NI PODATKA	18	NI PODATKA	18	NI PODATKA	18	NI PODATKA
Po meri (134 °C ali 121 °C)	NI PODATKA	NI PODATKA	NI PODATKA	NI PODATKA	NI PODATKA	NI PODATKA	NI PODATKA

Specifikacije	17 l	22 l	28 l
Mere stroja (dolžina x širina x višina):	600 x 480 x 456 mm		
Prostornina sterilizacijske komore:	17 l	22 l	28 l
Prostornina rezervoarja za vodo:	5,5 l		
Teža (brez vode):	51 kg	52 kg	53 kg
Čiščenje je potrebno (zgoraj x na strani x zadaj):	20 mm x 20 mm x 70 mm		
Vrednost PRV (razbremenilni ventil):	2,4 bar		
Električna ocena:	220 V–240 V ~ 50 Hz, 10 A 220 V–240 V ~ 60 Hz, 10 A		
Nazivna moč:	2.300 W		
Razred zaščite:	I		
Zaščita:	pokrita		
Delovna temperatura okolice:	15 °C–35 °C		
Ravni zvoka:	<67 db (A)		
Relativna vlaga:	najv. med 20 % in 80 % brez kondenzacije		
Najm./najv. nadmorska višina:	najm. –100 m/najv. 3.000 m		
Najv. poraba vode:	600 ml/cikel	750 ml/cikel	950 ml/cikel
Prevodnost:	<15 µS/cm		
Skupni prenos toplote (ena ura neprekinjenega delovanja):	3,6 MJ	4 MJ	5,4 MJ
Teža obremenitve s polnim rezervoarjem in največjo obremenitvijo:	62 kg	63 kg	64 kg

Demineralizator Pure 500

Sistem za čiščenje vode z reverzno osmozo za polnjenje avtoklava z visokokakovostno demineralizirano vodo, ki odstranjuje organske in anorganske snovi.



Neposredno povezan s sterilizatorjem z obvestili iz avtoklava o tem, kdaj je treba zamenjati filtre.

Zunanje mere (Š x V x D): 461 x 328 x 206 mm
M7C200011

Demineralizator Pure 100

Sistem za čiščenje vode z ionskimi izmenjevalnimi kartušami za polnjenje avtoklava z visokokakovostno demineralizirano vodo.



Neposredno povezan in popolnoma nadzorovan sterilizator z obvestili iz avtoklava o tem, kdaj je treba zamenjati kartuše.

Zunanje mere (Š x V x D): 366 x 365 x 143 mm
M7C200010

Proizvajalec:
CEFLA S.C.



Via Selice Provinciale 23/A
40026 Imola (Bo), Italija
Tel.: +39 0542 653111
Faks: +39 0542 653344

Glavna pisarna:
SciCan Ltd.

1440 Don Mills Rd.
Toronto, ON, M3B 3P9/Kanada
Tel.: +1 416 445 1600
Faks: +1 800 667 7733
customerservice@scican.com

Distributer:

SciCan GmbH

Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch/Nemčija
Tel.: +49 (0)7561 98343 0
Faks: +49 (0)7561 98343 699
customerservice_eu@scican.com

Pisarna za švicarske stranke:

SciCan Medtech AG

Alpenstrasse 14
6300 Zug/Švica
Tel.: +41 (0) 41 727 7027
Faks: +41 (0) 41 727 7029
switzerland@scican.com