


# HYDRIM

## Indicateurs d'essai de lavage

Pour contrôler la performance des lave-instruments



## Le moyen idéal de vérifier régulièrement la performance de votre lave-instruments

La conception des indicateurs d'essai de lavage HYDRIM (IEL) permet une validation bidimensionnelle de l'efficacité de lavage des appareils HYDRIM. Il s'agit d'un indicateur simple et facile à utiliser pour confirmer à ce que les instruments soient constamment nettoyés de façon efficace avec la solution nettoyante HIP.



### Sûreté

Tache d'essai synthétique (indicateur non toxique) conçue pour vérifier l'efficacité des laveinstruments HYDRIM.



### Fiabilité

Conçu pour vérifier l'efficacité constante du processus de nettoyage des lave-instruments HYDRIM.



### Conception intelligente

Placé dans le support prévu à cet effet, l'indicateur à deux faces permet de vérifier l'efficacité des jets selon deux angles différents.



### Facilité d'utilisation

Les caractéristiques de lavabilité de l'IEL indiquent clairement si le cycle de lavage a réussi ou échoué; un indicateur propre à la fin du cycle indique un processus de nettoyage efficace.

# Le seul nettoyant validé et efficace proposé dans le marché pour les appareils HYDRIM.

La solution nettoyante HIP est conçue pour éliminer tout type de protéines et de résidus présents sur les instruments. La solution HIP est introduite automatiquement à différentes étapes du cycle pour optimiser le nettoyage et la protection des instruments. Pour maximiser le processus de nettoyage des appareils HYDRIM, il est essentiel d'utiliser, durant le cycle de lavage, la solution nettoyante HIP certifiée et validée qui convient à votre appareil HYDRIM.



## Solutions nettoyante HIP pour HYDRIM 112W, L110W, C61W

Conçue pour les appareils HYDRIM L110W, la solution nettoyante HIP en boîte prend place directement à l'intérieur de l'appareil L110W, libérant ainsi de l'espace dans votre cabinet. Son connecteur de tuyau intégré et robuste prévient le risque de fuite.

### Numéros de pièce

NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
WTI-SK	Trousse de départ (Un support et 32 indicateurs)	CS-HIPC-U	Solution HIP Ultra pour C61W/WD G4 (8x750mL)
WTI-RK	Recharge (96 indicateurs)	G4-W10001	HYDRIM 112W G4+
CS-HIPT	Solution HIP Ultra pour 112W G4+ (4x1.75L)	C61W-D01	HYDRIM C61W G4
CS-HIPL	Solution nettoyante HIP pour L110W G4 (2x3.8L)	L110W-D01-G4	HYDRIM L110W G4

#### Coltene International Dental Group

Fabriqué pour :  
Dent4You AG  
Bahnhofstrasse 2  
CH-9435 Heerbrugg

Distribué par :  
SciCan Ltd.  
1440 Don Mills Rd  
Toronto, ON  
M3B 3P9 Canada

Distribué par :  
Coltene/Whaledent Inc.  
235 Ascot Pkwy  
Cuyahoga Falls, OH  
44223, US

**COLTENE GROUP**

HYDRIM est une marque déposée de SciCan Ltd.

**SciCan** | Votre Spécialiste en  
Contrôle des Infections