

# INDICATEURS D'ESSAI DE LAVAGE HYDRIM®

pour contrôler la performance  
des lave-instruments



## LE MOYEN IDÉAL DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT

la performance de votre lave-instruments

La conception des indicateurs d'essai de lavage HYDRIM (IEL) permet une validation bidimensionnelle de l'efficacité de lavage des appareils HYDRIM. Il s'agit d'un indicateur simple et facile à utiliser pour veiller à ce que les instruments soient constamment nettoyés de façon efficace avec la solution nettoyante HIP.



### Sûreté

Tache d'essai synthétique (indicateur non toxique) conçue pour vérifier l'efficacité des lave-instruments HYDRIM.



### Facilité d'utilisation

Les caractéristiques de lavabilité de l'IEL indiquent clairement si le cycle de lavage a réussi ou échoué; un indicateur propre à la fin du cycle indique un processus de nettoyage efficace.



### Conception intelligente

Placé dans le support prévu à cet effet, l'indicateur à deux faces permet de vérifier l'efficacité des jets selon deux angles différents.



### Fiabilité

Conçu pour vérifier l'efficacité constante du processus de nettoyage des lave-instruments HYDRIM.

# LE SEUL NETTOYANT VALIDÉ ET EFFICACE PROPOSÉ DANS LE MARCHÉ

pour les appareils HYDRIM.

## Solution nettoyante HIP

La solution nettoyante HIP est conçue pour éliminer tout type de protéines et de résidus présents sur les instruments. La solution HIP est introduite automatiquement à différentes étapes du cycle pour optimiser le nettoyage et la protection des instruments. Pour maximiser le processus de nettoyage des appareils HYDRIM, il est essentiel d'utiliser, durant le cycle de lavage, la solution nettoyante HIP certifiée et validée qui convient à votre appareil HYDRIM.



### Solution nettoyante HIP pour HYDRIM L110W

Conçue pour les appareils HYDRIM L110W, la solution nettoyante HIP en boîte prend place directement à l'intérieur de l'appareil L110W, libérant ainsi de l'espace dans votre cabinet. Son connecteur de tuyau intégré et robuste prévient le risque de fuite.

### Solution nettoyante HIP pour HYDRIM C61W

Conçue pour les appareils HYDRIM C61W, la solution nettoyante HIP Ultra en sac prend place directement à l'intérieur de l'appareil C61W, libérant ainsi de l'espace dans votre cabinet. Son connecteur de tuyau intégré et robuste prévient le risque de fuite.

## Numéros de pièce

Numéro de pièce	Description
WTI-SK	Trousse de départ (Un support et 32 indicateurs)
WTI-RK	Recharge (96 indicateurs)
CS-HIPL	Solution nettoyante HIP
CS-HIPC-U	Solution HIP Ultra
C61W-D01	HYDRIM C61W G4
L110W-D01-G4	HYDRIM L110W G4

Fabriqués pour :  
**SciCan Ltd.**  
 1440 Don Mills Rd., Toronto, ON,  
 Canada, M3B 3P9  
 Tél. : 416-445-1600  
 Sans frais : 1-800-667-7733  
 customerservice@scican.com

Distribués par :  
**SciCan Inc.**  
 701 Technology Dr., Canonsburg,  
 PA 15317, USA  
 Tél. : 724-820-1600  
 Sans frais : 1-800-572-1211  
 uscusterservice@scican.com