


# SciCan SysTM™

Casetes de instrumentos



Para una limpieza, esterilización y almacenamiento  
eficientes de los instrumentos



#### Duradero

Acero quirúrgico de alto grado con acabado pasivado para maximizar la durabilidad y minimizar la decoloración.



#### Eficiente

Transferencia eficiente de instrumentos del área clínica al HYDRIM® y al esterilizador ahorrando tiempo.



#### Garantía

Cuatro años de garantía del fabricante en todas las piezas móviles y garantía contra la corrosión durante la totalidad de su vida útil.




#### Conveniente

Mantiene los instrumentos organizados y limpios.

## Elija entre nueve tamaños disponibles

SysTM ha sido diseñado para encajar en dispositivos de lavado y autoclaves de forma modular, y asegurar un uso eficiente del espacio. Bisagra doble para una fácil gestión de la tapa en el lado de la silla. Los soportes ondulados para instrumentos los mantienen en su lugar.



### Sys-TM 1

- Ideal para configuraciones destinadas a exámenes
- Puede sujetar hasta 7 instrumentos
- 64 x 178 x 13 mm (2.5 x 7 x 0.5")



### Sys-TM 3

- Ideal para perio/higiene
- Capacidad de 10 a 12 instrumentos
- 114 x 178 x 13 mm (4.5 x 7 x 0.5")



### Sys-TM 2

- Tamaño perfecto para piezas de mano
- Contiene hasta 2 piezas de mano o varios instrumentos diferentes
- 64 x 178 x 25 mm (2.5 x 7 x 1")




### Sys-TM 4B

- Diseñado para configuraciones operativas/quirúrgicas de gran tamaño
- Capacidad para 14 instrumentos más un área de accesorios
- 267 x 165 x 25 mm (10.5 x 6.5 x 1")



### Tamaño completo

- Diseñado para configuraciones quirúrgicas de gran tamaño
- Capacidad para 20 instrumentos o 14 instrumentos y área de accesorios
- Lengüetas montadas lateralmente para una fácil apertura
- 203 x 280 x 25 mm (8 x 11 x 1")




### Tamaño 1/4

- Ideal para exámenes
- Capacidad para 5 instrumentos
- 203 x 69 x 25 mm (2.75 x 8 x 1")




### Tamaño 1/2

- Ideal para higiene, perio, profilaxis
- Capacidad para 10 instrumentos
- 203 x 140 x 25 mm (5.5 x 8 x 1")



### Tamaño 1/4, doble altura

- Almacena el doble de instrumentos que el tamaño reducido estándar en el mismo espacio
- Capacidad para 10 instrumentos
- 203 x 69 x 38 mm (2.75 x 8 x 1.5")



### Tamaño 1/2, doble altura

- Almacena el doble de instrumentos que el tamaño 1/2 standard, en el mismo ancho y largo
- Capacidad para 20 instrumentos
- 203 x 140 x 38 mm (5.5 x 8 x 1.5")

# Especificaciones

## Carga máx. del casete

Número de pieza del casete	Sys-TM1	Sys-TM2	Sys-TM3	Sys-TM4B
Descripción del casete	Examen	Pieza de mano/cirugía	Perio/higiene	Operativo/quirúrgico
Tamaño	7" x 2.5"	7" x 2.5"	7" x 4.5"	10.5" x 6.5"
Capacidad de instrumentos	7	Varios	10-12	14
HYDR/M L110W/M2 G4	40	40	20	10
HYDR/M C61W/WD G4	30	30	18	6

Observación: el número de casetes que cabe en un autoclave depende del tamaño de la unidad. Por favor, consulte la capacidad en las instrucciones de uso

## Carga máx. del casete

Número de pieza del casete	Sys-TM-8 x 11	Sys-TM-8 x 11A	Sys-TM-8 x 5.5	Sys-TM-8 x 5.5DS	Sys-TM-8 x 2.75	Sys-TM-8 x 2.75DS
Descripción del casete	Tamaño completo	Tamaño completo con área de accesorios	Tamaño 1/2	Tamaño 1/2, doble altura	Tamaño 1/4	Tamaño 1/4, doble altura
Tamaño	8" x 11"	8" x 11"	8" x 5.5"	8" x 5.5"	8" x 2.75"	8" x 2.75"
Capacidad de instrumentos	20	14	10	20	5	10
STATCLAVE G4	4	4	8	8	16	16
BRAVO 17 V	3	3	6	6	12	12
BRAVO 21 V	3	3	6	6	12	12
HYDR/M L110W/M2 G4	10	10	20	20	40	40
HYDR/M C61W/WD G4	6	6	12	12	24	24

Observación: el número de casetes que cabe en un autoclave depende del tamaño de la unidad. Por favor, consulte la capacidad en las instrucciones de uso

Fabricado para:

**SciCan Ltd.**

1440 Don Mills Rd.,  
Toronto, ON, Canadá, M3B 3P9  
Tel: 416-445-1600  
Llamada gratuita: 1-800-667-7733  
customerservice@scican.com

SD-616 LA ES R1

[www.scican.com](http://www.scican.com)

 **COLTENE**

HYDRIM es una marca comercial registrada y STATCLAVE, BRAVO y SysTM son marcas comerciales de SciCan Ltd.