

STATCOOL

Système directe au drain
pour STATIM

Une ingénierie robuste qui protège votre vidange, cycle après cycle.

STATCOOL est l'un des systèmes les plus petits et les plus compacts disponibles sur le marché pour le refroidissement avant évacuation des eaux usées des stérilisateurs. Il est conçu pour s'intégrer facilement dans n'importe quel espace sous le plan de travail, verticalement ou horizontalement.

Il utilise un simple actionneur thermique à cire (sans électricité) qui s'active instantanément pour un refroidissement immédiat. Son système de contrôle intégré vérifie en permanence la température de l'eau, ce qui garantit que votre tuyauterie est toujours protégée.



Protège la plomberie

en réduisant l'exposition de l'évacuation à la chaleur.



Élimine l'accumulation de vapeur et d'humidité

causée par le stockage de bouteilles à déchets chaudes dans des armoires fermées.



Améliore la sécurité du personnel en supprimant la nécessité de manipuler des bouteilles à déchets d'évacuation très chaudes.



S'installe proprement

à l'intérieur de l'armoire, à la paroi de laquelle il est fixé solidement, sous le plan de travail.



Refroidit les eaux usées

de deux autoclaves STATIM®.



Gagnez du temps grâce à sa conception non électrique et autorégulatrice qui ne nécessite pas de bouteilles à vider ni d'entretien.



De taille compacte, il peut être placé sous n'importe quel plan de travail

Innovant, STATCOOL est suffisamment petit pour tenir dans la paume de votre main. Sa petite taille vous offre un large éventail d'options d'installation. Grâce aux clips de montage, il peut être configuré pour une installation verticale ou horizontale dans n'importe quel Stéricentre.



Garantie de 2 ans

La durabilité et la performance à long terme de STATCOOL sont accompagnées d'une garantie de deux ans qui protège votre investissement.



Alarme thermique numérique

Un contrôle de la température de l'eau intégré détecte la chaleur de l'eau à évacuer, ce qui garantit que STATCOOL fonctionne toujours de manière optimale.



Installation conforme aux codes en vigueur

Le matériel à installer comprend un double clapet anti-retour VersaCheck® QC approuvé par QAI.

Systemes et Accessoires



STATPURE Filtration de l'eau

Produit deux types d'eau de traitement de haute pureté pour les stérilisateurs, les laveurs d'instruments automatisés, les flacons dentaires et les nettoyeurs à ultrasons.

SWP400



DrainDock®

Un adaptateur de vidange multiport pour disposer d'un point de connexion de vidange unifié pour les équipements du Stéricentre.

DD158


DrainDock 8 ports

DD158FK

DrainDock 8 ports avec raccords

DDFK1

Kit de raccords DrainDock



Kit auxiliaire EV BRAVO G4

Le réservoir d'eau interne de BRAVO G4 se remplit automatiquement avec de l'eau de qualité autoclave, ce qui vous permet d'avoir les mains libres !

M7C200012

Distribué par :
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd
Toronto, ON
M3B 3P9, Canada

Distribué par :
Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Pkwy.
Cuyahoga Falls, OH
44223, ETATS-UNIS

Fabriqué pour :
Dent4You AG
Bahnhofstrasse 2
CH-9435 Heerbrugg

Pour plus d'informations, consultez www.scican.com

COLTENEGROUP

STATCOOL et STATPURE sont des marques déposées de Coltène/Whaledent AG. DrainDock et VersaCheck sont des marques déposées de Vista Water Group. STATIM est une marque déposée. BRAVO est une marque de SciCan Ltd. Ce système intègre une technologie exclusive et est protégé par des demandes de brevet en instance ainsi que par les droits de propriété intellectuelle associés. Il est fourni sous licence exclusive.

SciCan | Votre Spécialiste en
Contrôle des Infections