

VistaPure AutoFill

¡Mire doctor, sin manos!

Los accesorios patentados AutoFill de VistaPure reponen automáticamente las autoclaves STATIM de SciCan con agua destilada de calidad, permitiendo una auténtica comodidad sin necesidad de usar las manos.

¡El kit de accesorios VistaPure AutoFill puede instalarse fácilmente en cualquier STATIM 2000 G4 o 5000 G4 en sólo unos minutos!

- ✓ No más compras y almacenamiento de agua destilada
- ✓ No más fallos del ciclo causados por olvidar rellenar los depósitos
- ✓ No más derrames al rellenar autoclaves manualmente
- ✓ No más tiempo del personal invertido en rellenar autoclaves = más tiempo para los pacientes

AutoFill para STATIM
(S3020)




Instalación de AutoFill de VistaPure

Un tubo de poliuretano transparente de 12 pies ya está conectado al colector del AutoFill. Si la distancia deseada entre la conexión del sistema VistaPure y el autoclave es superior a 12 pies, solo tiene que realizar un pedido de un tubo de poliuretano transparente con una longitud mayor, pues la distancia entre el sistema VistaPure y el autoclave no está limitada, excepto para el tubo de alimentación.

Instalar el AutoFill en un dispositivo STATIM

El AutoFill de VistaPure para el dispositivo STATIM (S3020) puede instalarse en cualquier modelo nuevo o antiguo de autoclave 2000 o 5000 STATIM como se indica a continuación:



Distribuido por:
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd, Toronto
ON M3B 3P9 / Canada
T +1 416-445-1600
F +1 416-445-2727
TG +1 800-667-7733
customerservice@scican.com

Fabricado por:
Crosstex International, Inc.
Crosstex International, Inc.
1625 Pinnacle Peak Rd
Phoenix, AZ 85027 USA
888-276-7783
HuFriedyGroup.com

www.scican.com

SciCan | Your Infection
Control Specialist